



ADOX Prestige SP-702

BEADEMINGSTOESTEL VOOR GEZELSCHAPSDIEREN

Geheel elektronisch geregeld beademingstoestel, geschikt voor gezelschapsdieren van 4 tot 100 kg. Eenvoudige bediening door uitgebreid menu op LCD scherm.

Bediening door middel van tiptoetsen. Slagvolume in stappen van 10 ml instelbaar tussen 20 en 1600 ml met dezelfde balg!

Dus geen balg met behuizing verwisselen als (zeer) kleine dieren moeten worden beademd!

Zeer duidelijke display met digitale aanduidingen voor druk, volume, frequentie en ratio. Vrij instelbare alarmgrenzen voor alle parameters.

De balg uit siliconenrubber is zeer licht zodat deze kan dienen als ballon waardoor het toestel permanent aangesloten kan blijven op het cirkelsysteem!

Door de ingebouwde oplaadbare accu is werken mogelijk als de netvoeding (tijdelijk) niet beschikbaar is.



SPECIFICATIES:

- ✓ Toestel voor gecontroleerde beademing
- ✓ Tiptoetsinstellingen voor:
 - slagvolumes tussen 20 en

1600 ml

in stappen van 10 ml

- frequentie, tussen 1 en 100 bpm
- ademdruk van 1 tot 60 cm H₂O
- I:E ratio van 1:1 tot 1:3

- ✓ Aandrijving: perslucht of zuurstof ca 3 bar
Netvoeding 230 V 50 Hz
- ✓ Oplaadbare accu voor ca 2 uur autonomie
- ✓ Afmetingen (h x b x d) 40 x 24 x 30 cm
- ✓ Gewicht ca 6 kg

ADOX

Het toestel kan op of aan vrijwel ieder bestaand statief worden gemonteerd.

Een speciale montagearm met plateau is afzonderlijk leverbaar.

