




Multimonitor VT9000



- ✓ De VT9000 monitor is een monitor met:
 - Capnograaf met een Sidestream of Mainstream
 - ECG (diagnostisch ECG)
 - SPO2
 - Temperatuur
 - Niet invasieve bloeddruk meting
- ✓ Heeft ETCO2, FICO2 en RR functie
- ✓ CO2 in %, Kp of mmHg
- ✓ ECG met knijpers en/of Oesophagus probes (2 maten)
- ✓ Temperatuur d.m.v. Oesophagus probes
- ✓ Met 12.1 inch kleuren scherm
- ✓ 318mm (B) x 264mm (H) x 152mm(D)
- ✓ Uitgevoerd met accu (2 uur backup)
- ✓ Met trend scherm optie
- ✓ Eenvoudig te bedienen

