



Zuurstofgenerator 1 tot 5 liter Voor in de ambulance



SPECIFICATIES :

- ✓ Zuurstof concentratie bij 1 liter $\leq 90\%$
- ✓ Zuurstof concentratie bij 3 liter $\leq 54\%$
- ✓ Zuurstof concentratie bij 5 liter $\leq 32\%$
- ✓ Output pressure $45\text{kPa} \pm 4.5\text{kPa}$
- ✓ Geluid ≤ 45 db
- ✓ Power supply: DC 12 volt (auto lader)
AC220volt
Lithium batterijen (optie half 2014)
- ✓ Afmeting: 310mm X 320mm X 85mm
- ✓ Gewicht: 6 kg
- ✓ Automatisch alarm systeem wanneer stroom uitvalt
- ✓ Trolley als optie te leveren