



## 10 liter Zuurstofgenerator



### SPECIFICATIES :

- Zuurstof concentratie  $\geq 93\% \pm 3\%$
- Zuurstofflow tot 10 liter per minuut
- Output pressure 40k/70kPa
- Geluid  $\leq 50$ db
- Overdruk alarm
- Power supply: AC220 $\pm$ 22V , 50 $\pm$ 1Hz
- Stroomverbruik  $\leq 550$  watt
- Met interne cooler
- Afmeting: 365mm X 375mm X 600 mm
- Gewicht: 25 Kg
- Automatisch alarm systeem wanneer stroom uitvalt