



Zuurstofgenerator 20 liter



- ✓ Volledige digitale controle display
- ✓ Instelbare flow van 0 tot 20 liter per minuut
- ✓ Zuurstof concentratie van 85% ± 5%
- ✓ Met interne droger en 4 type filters
- ✓ Geluid ≤ 60db
- ✓ Lage zuurstof concentratie alarm
- ✓ 4 bar output met Audio en visueel alarm voor te hoge en te lage druk
- ✓ Input: 220V. 50Hz. 1800 VA (≤ 850W/1800W)
- ✓ Afmeting generator 800mm X 410mm X 670 mm
- ✓ Gewicht: 80 Kg
- ✓ Met opslagtank van 270 liter met terugslagklep
- ✓ Afmeting tank 1750mm X 50mm