



5 liter Zuurstofgenerator



SPECIFICATIES :

- Zuurstof concentratie $\geq 93\% \pm 3\%$
- Zuurstofflow tot 5 liter per minuut
- Output pressure 40k/70kPa
- Geluid ≤ 45 db
- Overdruk alarm
- Power supply: AC220 \pm 22V , 50 \pm 1Hz
- Stroomverbruik ≤ 450 watt
- Met interne cooler
- Afmeting: 365mm X 375mm X 600 mm
- Gewicht: 25 Kg
- Automatisch alarm systeem wanneer stroom uitvalt