



## 5 liter Zuurstofgenerator DeVilbiss



### SPECIFICATIES :

- Zuurstof concentratie 1-5 LPM=93%±3%
- Zuurstofflow tot 5 liter per minuut
- Output pressure 8,5 psig (58,6 kPa)
- Geluid < 40,0 dbA
- Overdruk alarm
- Power supply: 230 V~, 50 Hz, 3.2 Amp
- Stroomverbruik ≤ 296 Watt bij 2,5 lpm en lager
- Afmeting: 62,2 x 34,2 x 30,4 cm
- Gewicht: 16,3
- Automatisch alarm systeem wanneer stroom uitvalt